

# SplintCushion™

## Intended Purposes

A non-sterile adhesive backed foam material used to support, soften or line/pad equipment surfaces, including splints.

**Indications** A barrier against abrasion, used to improve fit.

**Contra Indications:** Skin irritation, allergy to PVC/NBR foam, or fluctuating edema.

## Instructions for Use / Proper Fit

Measure and cut padding to the desired length. Peel adhesive backing from the cut size and apply the sticky back to the target surface, aligning the top edge of both surface & adhesive. If bubble forms, compress or unpeel for reapplication. Avoid direct contact with open wounds. **Stretch** model can be heated in water and molded to customize padding.\*

**Warning:** If skin becomes irritated, seek advice from a healthcare professional.

**Instructions for Care** Spot clean with a damp sponge and air dry.

*\*Optional: water heat for a custom fit to surface*  
Examples: application to thermoplastic or other water/heat resistant surface. Apply the cut piece to surface and place in water bath. Mold or stretch to desired shape. Cool before application to skin.



# SplintCushion™

**Fines previstos** Material de espuma no estéril adhesivo con protector que se utiliza para servir de apoyo, amortiguar o revestir/acolchar superficies de aparatos, como por ejemplo férulas.

**Indicaciones** Sirve de barrera contra las rozaduras y mejora el ajuste.

**Contraindicaciones:** irritación de la piel, alergia a la espuma PVC/NBR o edema intermitente


## Instrucciones de uso/Ajuste correcto

Mida y recorte el material de acolchado a la longitud deseada. Despegue el protector del trozo recortado y aplique la parte adhesiva a la superficie deseada, alineando el borde superior de la superficie y el adhesivo. Si se forman burbujas, presione sobre el material o despéguelo y vuelva a aplicarlo. Evite el contacto directo con heridas abiertas. El modelo **Stretch** se puede calentar en agua y moldear para adaptar el acolchado.\*

**Advertencia:** Si la piel se irrita, consulte a un profesional médico.

**Instrucciones para el cuidado** Limpiar dando golpecitos con una esponja húmeda y dejar secar al aire.

*\*Opcional: agua caliente para un ajuste adaptado a la superficie* – Ejemplos: aplicación a materiales termoplásticos u otra superficie resistente al agua/calor. Aplique la pieza recortada a la superficie y sumérgala en un baño de agua. Moldee o estire el material para lograr la forma deseada. Enfríe antes de aplicarlo a la piel.



# SplintCushion™

**Usages prévus** Matériau de mousse non stérile à endos adhésif servant à soutenir, adoucir ou doubler/rembourrer les surfaces d'équipements, y compris les attelles.

**Indications** Protège contre les abrasions et améliore l'ajustement.

**Contre-indications :** Irritation cutanée, allergie à la mousse PVC/NBR ou œdème fluctuant.


## Mode d'emploi / Ajustement

Mesurez et découpez le matériau à la longueur désirée. Détachez la pellicule de l'endos adhésif de la forme découpée et posez la face collante sur la surface désirée en alignant leurs bords supérieurs. Si des bulles se créent, comprimez la mousse ou détachez-la pour la réappliquer. Évitez tout contact direct avec les plaies ouvertes. Le modèle **Stretch** peut être chauffé dans un bain-marie et modelé pour un rembourrage parfaitement ajusté.\*

**Avertissement :** en cas d'irritation cutanée, demandez conseil à un professionnel de santé.

**Entretien** Nettoyez les taches avec une éponge humide et laissez sécher à l'air.

*\*Facultatif: utilisez de l'eau chaude pour modeler la mousse sur la surface* – Exemples : application sur une surface thermoplastique ou résistante à l'eau ou la chaleur. Posez la forme découpée sur la surface et placez le tout dans un bain-marie. Modelez ou étirez la mousse comme désiré. Laissez refroidir avant d'appliquer sur la peau.



# SplintCushion™

**Verwendungszwecke** Unsteriler Schaumstoff mit selbstklebender Rückseite zum Stützen, weicher Machen bzw. Auskleiden/Polstern von Produktoberflächen, einschließlich Schienen.

**Indikationen** Zum Schutz vor Abrasion und zur Verbesserung der Passform.

**Kontraindikationen:** Hautreizungen, Allergie gegen PVC/NBR-Schaumstoff oder fluktuierendes Ödem.


## Gebrauchsanweisung/Richtige Passform

Polsterung abmessen und auf die gewünschte Länge zuschneiden. Die Schutzfolie vom zugeschnittenen Stück abziehen und die selbstklebende Rückseite auf der gewünschten Oberfläche anbringen. Dabei die Oberkante der Oberfläche und der Klebefläche miteinander ausrichten. Wenn sich Blasen bilden, diese glattstreichen oder das Stück abziehen und erneut anbringen. Direkten Kontakt mit offenen Wunden vermeiden. Das **dehnbare** Modell kann in Wasser erwärmt und geformt werden, um die Polsterung individuell anzupassen.\*

**Achtung:** Bei eintretenden Hautreizungen eine medizinische Fachkraft zu Rate ziehen.

**Pflegeanleitung** Mit einem feuchten Schwamm abtupfen und an der Luft trocknen lassen.

*\*Optional: Individuelle Oberflächenanpassung durch Erwärmung in Wasser* – Beispiele: Anwendung auf thermoplastische oder sonstige wasser-/hitzebeständige Oberfläche. Das zugeschnittene Stück auf die Oberfläche legen und in ein Bad mit Wasser stellen. In die gewünschte Form bringen oder dehnen. Vor dem Anlegen auf die Haut abkühlen lassen.



# SplintCushion™

**Avsedd användning:** Ett osterilt skumplastmaterial med självhäftande baksida som används för att stödja, polstra och fodra ytor på utrustningar, inklusive skenor.

**Indikationer:** För skydd mot skavsår och för förbättrad passform.

**Kontraindikationer:** Hudirritation, allergi mot skumplast av PVC/NBR eller fluktuerande ödem.


## Bruksanvisning/korrekt tillpassning:

Mät och kapa polstringsmaterialet till önskad längd. Dra av skyddspapperet från den självhäftande sidan på det kapade stycket och sätt fast den självhäftande baksidan på den avsedda ytan genom att rikta in de övre kanterna på ytan och materialet mot varandra. Om det bildas en bubbla, tryck ut bubblan eller dra loss materialet och sätt fast det på nytt. Undvik direkt kontakt med öppna sår. **Stretch**-modellen kan värmas upp i vatten och formas för specialanpassad polstring.\*

**Varning!** Rådfråga läkare/sjuksköterska om huden blir irriterad.

**Skötselansvisningar:** Rengör fläckar med en fuktig svamp och låt lufttorka.

*\*Valfritt: Värm upp produkten i vatten för en skräddarsydd tillpassning till ytan* – Exempel: fastsättning på termoplast eller annan vatten- och värmetåliga yta. Sätt fast det kapade stycket på ytan och lägg ned det i vattenbad. Forma eller sträck till önskad form. Låt det svalna innan det placeras mot huden.



SplintCushion™		
Regular	Thickness	Color
NC12904-1	1/8" (3mm)	Beige
NC12904-1B	1/8" (3mm)	Black
NC12904-2	1/4" (6mm)	Beige
Stretch	Thickness	Color
NC12904-3	1/8" (3mm)	Beige
NC12904-3B	1/8" (3mm)	Black
NC12904-4	1/4" (6mm)	Beige

