

Calzador de calcetines Norco® Easy-Pull™

Fines previstos: Producto no estéril con cubierta exterior suave de felpa que se emplea para ayudar a calzar calcetines o medias. Con una mano, dé forma a la placa curva de la parte inferior.

Indicaciones: Personas que sientan mareo, vértigo o dificultad al agacharse.

Contraindicaciones: Personas con fuerza limitada en las manos. Personas con alergia al polipropileno o al poliéster.

Instrucciones de uso



1) Coloque todo el calcetín sobre el extremo del calzador de calcetín.



2) Sujete la correa y deje el calzador de calcetín en el suelo.



3) Deslice el pie dentro de la abertura del calzador de calcetín.



4) Tire hacia arriba de la correa para subir el calcetín por encima del talón y hacia arriba de la pierna.

Advertencia: Manténgase fuera del alcance de los niños. Las bolsas de plástico y las piezas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia.

Instrucciones para el cuidado: Lavar a mano con agua fría y jabón suave. Dejar secar al aire.

Enfile-bas Norco® Easy-Pull™

Usages prévus: Dispositif non stérile à revêtement en tissu éponge doux qui permet d'enfiler des chaussettes ou des collants. Incurvez l'enfile-bas d'une seule main.

Indications: personnes présentant des étourdissements, des vertiges ou des difficultés à se pencher.

Contre-indications: force manuelle limitée. Allergie au polypropylène ou au polyester.

Mode d'emploi



1) Placez la chaussette à l'extrémité de l'enfile-bas.



2) Posez l'enfile-bas au sol tout en maintenant la sangle.



3) Glissez le pied dans l'ouverture de l'enfile-bas.



4) Tirez la sangle vers le haut pour ramener la chaussette sur le talon et la remonter sur la jambe.

Avertissement: tenir hors de portée des enfants. Le sac en plastique et les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.

Instructions d'entretien: Laver à la main à l'eau froide et au savon doux. Laisser sécher à l'air.

Norco® Easy-Pull™ Sockenanziehhilfe

Verwendungszwecke: Unsteriles Hilfsmittel mit weichem Frotteeüberzug zum Anziehen von Socken oder Strümpfen. Form der gebogenen Schiene mit einer Hand anpassen.

Indikationen: Personen mit Problemen beim Hinunterbeugen, Gleichgewichtsstörungen oder Schwindel

Kontraindikationen: Krafteinschränkung der Hand. Allergie gegen Polypropylen oder Polyester.

Gebrauchsanweisung



1) Die gesamte Socke bzw. den gesamten Strumpf über das Ende der Sockenanziehhilfe stülpen.



2) Die Bänder festhalten und die Sockenanziehhilfe auf den Boden fallen lassen.



3) Den Fuß in die Öffnung der Sockenanziehhilfe gleiten lassen.



4) Die Bänder nach oben ziehen, um die Socke bzw. den Strumpf über die Ferse zu bringen und dann am Bein hochzuziehen.

Warnhinweis: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Der Plastikbeutel und die Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

Pflegeanleitung: Mit milder Seife kalt von Hand waschen. An der Luft trocknen lassen.

Norco® Easy-Pull™ strumpfpådragre

Avsedd användning: Osterilt hjälpmedel med mjukt frottéöverdrag, som används för att dra på sockor eller strumpor. Forma "tråget" med en hand.

Indikationer: För personer som blir yra eller har svårt att böja sig.

Kontraindikationer: Begränsad handstyrka. Allergi mot polypropylen eller polyester.

Bruksanvisning



1) Samla ihop hela strumpan över strumppådragarens ände.



2) Håll i remmen och släpp ner strumppådragaren på golvet.



3) För in foten i öppningen på strumppådragaren.



4) Dra uppåt i remmen för att dra strumpan över hälen och upp på underbenet.

Varning! Ska förvaras oåtkomligt för barn. Plastpåsen och smådelar kan utgöra kvävningsrisk.

Skötselanvisningar: Handtvättas i svalt vatten med mild tvål. Lufttorkas.