

Ultra-Suede Finger Slings

Intended Purposes A non-sterile device used to immobilize, stabilize, and assist the recovery of an injured finger or joint by supporting the finger in a targeted position.

Indications Use as a general finger support for strain, dislocation, or limited range of motion.

Contra Indications Skin irritation, allergy to suede.


Instructions for Use / Proper Fit

Select best Finger Sling size for maximum effectiveness. Finger should rest comfortably with the sling wrapped around the target area of the digit. Avoid direct contact with open wounds.

Warning: If pain increases or finger becomes discolored, seek advice from a healthcare professional.

Instructions for Care

Gently hand wash in cool water and air dry.



Cabestrillos para dedo Ultra-Suede

Fin previsto Dispositivo no estéril indicado para inmovilizar, estabilizar y facilitar la recuperación de lesiones en los dedos o las articulaciones al mantener el dedo fijo en la posición deseada.

Indicaciones Se utiliza como apoyo general para lesiones en los dedos por distensión, luxación o rango de movimiento limitado.

Contraindicaciones Irritación de la piel, alergia a la gamuza.


Instrucciones de uso/Ajuste correcto

Seleccionar el tamaño de cabestrillo para dedo más adecuado para garantizar la máxima eficacia. El dedo debe apoyarse cómodamente en el cabestrillo, que deberá envolver la zona deseada del dedo. Evite el contacto directo con heridas abiertas.

Advertencia: si el dolor aumenta o el dedo cambia de color, consulte a un profesional médico.

Instrucciones para el cuidado

Lavar suavemente a mano en agua fría y secar al aire.



Attelle doigt ultra-suédine

Usages prévus Dispositif non stérile qui permet d'immobiliser et de stabiliser une articulation ou un doigt blessé dans une position favorisant son rétablissement.

Indications Maintien général du doigt en cas de traumatisme, de luxation ou d'amplitude de mouvement limitée.

Contre-indications Irritation cutanée, allergie à la suédine.


Mode d'emploi / Ajustement

Sélectionnez la bonne taille pour une efficacité optimale. Veillez à ce que le doigt repose confortablement dans l'attelle qui entoure la zone lésée. Évitez tout contact direct avec les plaies ouvertes.

Avertissement : si la douleur s'accroît ou que le doigt change de couleur, consultez un professionnel de santé.

Entretien

Lavez avec soin à l'eau fraîche et laissez sécher à l'air.



Ultra-Suede-Fingerschlingen

Verwendungszwecke Ein unsteriles Produkt zur Ruhigstellung, Stabilisierung und Unterstützung der Genesung eines verletzten Fingers oder Gelenks durch Stützen des Fingers in einer gewünschten Position.

Indikationen Als generelle Fingerstütze für Zerrungen, Verrenkungen oder zur Verbesserung des Bewegungsumfangs.

Kontraindikationen Hautreizung, Wildlederallergie.

Gebrauchsanweisung/Richtige Passform

Für maximale Wirksamkeit die passende Fingerschlingengröße auswählen. Der Finger sollte bequem liegen, wenn die Schlinge um den Zielbereich des Fingers geschlungen ist. Direkten Kontakt mit offenen Wunden vermeiden.

Achtung: bei zunehmenden Schmerzen oder Verfärbung des Fingers eine medizinische Fachkraft zu Rate ziehen.

Pflegeanleitung

Von Hand behutsam kalt waschen und an der Luft trocknen lassen.



Fingerslinga av syntetisk mocka

Avsedd användning: En osteril enhet som används för att immobilisera, stabilisera och underlätta återhämtning av ett skadat finger eller en skadad led genom att hålla fingret i en viss, avsedd position.

Indikationer: Används som ett allmänt fingerstöd vid stukning, luxation eller nedsatt rörelseomfång.

Kontraindikationer: Hudirritation, allergi mot mocka.


Bruksanvisning/korrekt tillpassning:

Välj en fingerslinga av bästa storlek för största möjliga effektivitet. Fingret ska vila bekvämt med slingan vikt runt det område på fingret som ska behandlas. Undvik direkt kontakt med öppna sår.

Varning! rådfråga läkare/sjuksköterska om smärtan ökar eller fingret blir missfärgat.

Skötselanvisningar:

Handtvättas varsamt i svalt vatten och lufttorkas.



Ultra-Suede Finger Slings

With Grommets / Con ojales / Avec œillets / Mit Ösen / Med genomföringsringar

NC12338 2" (5.1cm)

NC12397 3" (7.6cm)

NC12410 3.5" (8.9cm)


NC12398 4" (10cm)

Pre-Tied / Con cordel atado / Avec lien

Vorgebunden / Förtrådd

NC12399 3" (7.6cm)

NC12401 4" (10.1 cm)



EC REP

UK REP

CH REP



North Coast Medical, Inc.
135 E Main Ave, Suite 110
Morgan Hill, CA 95037-U.S.A.

ICON (LR) Limited
South County Business Park
Leopardstown, Dublin 18
D18 X5R3, Ireland

Allenspach Medical AG
Dornacherstrasse 5
4710 Balsthal, Switzerland

Made in China • Fabricado en China • Fabriqué en Chine • Hergestellt in China • Tillverkas i Kina

12338IFU-126-V1.0 2023