

Norco® Big-Grip™ Telescoping Inspection Mirror

Intended Purposes

A stainless-steel extendable mirror with non-slip handle grip and optional lights used to facilitate the inspection of hard-to-see or obstructed areas.

Indications Increased viewing range.

Contra Indications: Allergy to Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) thermoplastic or stainless steel.

Instructions for Use / Proper Fit

Unfold the inspection mirror and remove the protective film. Slide power switch on back of mirror to the "On" position for illumination. Adjust lanyard for best fit around wrist.

Straighten and extend the stainless steel retractable telescopic arm to the length necessary for viewing desired area.

For optimal visibility, adjust lighting by rotating LEDs (D1).



Troubleshooting If the light ceases to function, replace the battery (CR2032). With the mirror facing downward, slide the battery cover outward and remove old batteries. Check for debris and ensure the compartment is clean. Install two new batteries in correct polarity orientation (+/-) and replace sliding door. Do not expose to moisture or use in wet areas. If the unit comes in contact with water, remove batteries and allow compartment to dry. Extending or sliding the telescoping shaft with too much force may cause failure. Do not twist the flexible shaft too tightly as it may damage the unit.

Warning: Clean between uses and avoid contact with open wounds. To prevent accidents or injuries use product only for intended purpose.

Instructions for Care

Spot clean body with mild disinfectant and air dry. Glass cleaner can be used on the mirror. Avoid moisture around battery compartment and LED switch.

Espejo de inspección telescópico Norco® Big-Grip™

Fines previstos

Espejo extensible de acero inoxidable con mango antideslizante y luces opcionales para facilitar la inspección de zonas obstruidas o de difícil acceso.

Indicaciones Para aumentar el rango de visualización.

Contraindicaciones: alergia al material termoplástico de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) o al acero inoxidable.

Instrucciones de uso/Ajuste correcto

Despliegue el espejo de inspección y retire la película protectora. Encienda el interruptor de alimentación situado en la parte trasera del espejo para iluminar. Ajuste bien el cordón alrededor de la muñeca.

Enderece y extienda el brazo telescópico retráctil d1 de acero inoxidable hasta la longitud necesaria para visualizar la zona deseada.

Para lograr una visibilidad óptima, ajuste el de iluminación la mediante rotación LEDs (D1).



Resolución de problemas Si la luz deja de funcionar, sustituya las pilas (CR2032). Con el espejo mirando hacia abajo, deslice la tapa del compartimento de pilas hacia fuera y retire las pilas antiguas. Compruebe si hay residuos y asegúrese de que el compartimento esté limpio. Instale dos pilas nuevas con la polaridad orientada correctamente (+/-) y vuelva a colocar la tapa deslizable. No exponga el producto a la humedad ni lo use en zonas mojadas. Si la unidad entra en contacto con el agua, retire las pilas y deje que el compartimento se seque. Si usa demasiada fuerza para extender o deslizar el eje telescópico, podría estropearse. No retuerza demasiado el eje flexible, ya que podría dañarse la unidad.

Advertencia: Limpie el producto después de cada uso y evite el contacto con heridas abiertas. Utilice el producto únicamente para su fin previsto con objeto de evitar accidentes o lesiones.

Instrucciones para el cuidado

Limpiar de forma localizada el cuerpo con un desinfectante suave y deje secar al aire. Puede utilizar un limpiacristales para el espejo. Evite la humedad alrededor del compartimento de pilas y el interruptor LED.

Miroir d'examen télescopique Norco® Big-Grip™

Usages prévus

Miroir extensible en acier inoxydable muni d'une poignée antidérapante et d'un éclairage en option, utilisé pour faciliter l'inspection des endroits difficiles d'accès et obstrués.

Indications Élargissement du champ de vision.


Contre-indications : allergie au thermoplastique acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) ou à l'acier inoxydable.

Mode d'emploi / Ajustement

Dépliez le miroir d'examen et retirez la pellicule de protection. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation au dos du miroir en position « On » (Marche) pour l'allumer. Réglez la dragonne pour qu'elle soit bien ajustée autour du poignet.

Redressez et allongez le bras télescopique rétractable en acier inoxydable à la longueur nécessaire pour bien voir la zone obstruée.

Pour une visibilité optimale, réglez l'éclairage en faisant pivoter les LEDs (D1).



Résolution des problèmes Si l'éclairage ne fonctionne plus, remplacez les piles (CR2032). En orientant le miroir vers le bas, ouvrez le couvercle du logement des piles pour accéder aux piles. Vérifiez qu'il ne contient aucun débris et que le logement est propre. Installez deux piles neuves en respectant la polarité (+/-) et remettez le couvercle coulissant en place. N'exposez pas le miroir à l'humidité ou ne l'utilisez pas dans des milieux humides. Si le miroir entre en contact avec de l'eau, retirez les piles et laissez sécher le logement. Déployer ou faire coulisser le bras télescopique en tirant trop fort risque de l'endommager. Ne tournez pas trop le bras flexible pour éviter d'endommager le miroir.

Avertissement : nettoyez entre chaque utilisation et évitez tout contact avec des plaies ouvertes. Pour éviter les accidents ou les blessures, utilisez uniquement le produit pour l'usage pour lequel il est prévu.

Instructions d'entretien

Nettoyez le cadre avec un détergent doux et laissez sécher à l'air. Un produit pour vitres peut être utilisé sur le miroir. Évitez l'humidité à proximité du logement des piles et de l'interrupteur LED.

Norco® Big-Grip™ Inspektionsspiegel mit Teleskopstange

Verwendungszwecke

Ein ausziehbarer Spiegel aus Edelstahl mit rutschfestem Griff und zuschaltbarer Beleuchtung zur leichteren Inspektion von schwer einsehbaren oder verdeckten Stellen.

Indikationen Vergrößern des Sichtbereichs.

Kontraindikationen: Allergie gegen den thermoplastischen Kunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder rostfreien Stahl.

Gebrauchsanweisung/Richtige Passform

Inspektionsspiegel ausklappen und die Schutzfolie abziehen. Den Netzschalter auf der Rückseite des Spiegels in die Position „On“ (Ein) schalten, um die Beleuchtung einzuschalten. Die Größe der Handschlaufe an das Handgelenk anpassen.

Die ausziehbare Teleskopstange (d1) aus Edelstahl auf die zum Inspizieren der betreffenden Stelle erforderliche Länge herausziehen.

Für eine optimale Ausleuchtung passen Sie die Beleuchtungsposition durch Drehen der LEDs (D1).



Fehlerbehebung Wenn das Licht nicht mehr funktioniert, die Batterien (CR2032) austauschen. Die Spiegelseite nach unten drehen, die Abdeckung des Batteriefachs nach außen schieben und die alten Batterien herausnehmen. Darauf achten, dass das Batteriefach nicht verschmutzt ist. Zwei neue Batterien einlegen und dabei auf die richtige Polung (+/-) achten. Deckel wieder zuschieben. Vor Feuchtigkeit schützen und nicht in feuchter Umgebung verwenden. Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, die Batterien herausnehmen und das Fach trocknen lassen. Die Teleskopstange nicht mit zu viel Kraft ausziehen oder einschieben und den flexiblen Schaft nicht zu fest zudrehen. Beides könnte das Gerät beschädigen.

Warnhinweis: Zwischen den Anwendungen reinigen und Kontakt mit offenen Wunden vermeiden. Um Unfällen und Verletzungen vorzubeugen, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.

Pflegeanleitung

Gehäuse mit mildem Desinfektionsmittel abtupfen und an der Luft trocknen lassen. Zum Reinigen des Spiegels eignet sich herkömmlicher Glasreiniger. Bereich um das Batteriefach und den LED-Schalter vor Feuchtigkeit schützen.

Norco® Big-Grip™ untersökningspiegel med teleskopfunktion

Avsedd användning

En förlängningsbar spegel av rostfritt stål med halkfritt handtagsgrepp och valfria lampor som används för att underlätta inspektion av områden som är svåra att se eller skymda.

Indikationer Avsedd för att ge ett ökat synfält.

Kontraindikationer: Allergi mot termoplast av ABS (akrylnitrilbutadienstyren) eller mot rostfritt stål.

Bruksanvisning/korrekt tillpassning

Vik ut undersökningspegeln och ta av skyddsfilmen. Ställ strömbrytaren på spegelns baksida i läget "On" (på) för att tända belysningen. Justera remmen för bästa passform runt handleden.

Räta ut och dra ut den indragbara teleskoparmen av rostfritt stål, se d1, så att den blir tillräckligt lång för att kunna visa det önskade området.

För bästa visibilitet, justera belysningen genom att vrida lysdioder (D1).



Felsökning Om lampan slutar att fungera ska batterierna bytas ut (CR2032). Vänd spegeln nedåt och dra ut batteriluckan för att komma åt batteriutrymmet. Se efter att batteriutrymmet är rent och fritt från smuts. Sätt in två nya batterier med polerna vända åt rätt håll (+/-) och sätt tillbaka luckan. Får inte utsättas för fukt eller användas i våta utrymmen. Om produkten kommer i kontakt med vatten, ta ut batterierna och låt batteriutrymmet torka. Om teleskopskafte dras ut eller dras fram och tillbaka med alltför stor kraft kan produkten sluta att fungera. Vrid inte det flexibla skafte för hårt. Detta kan skada produkten.

Varning! Rengör produkten mellan användningstillfällena och undvik kontakt med öppna sår. Använd produkten endast för det avsedda ändamålet så att olyckor och skador förhindras.

Skötselansvisningar

Rengör produktkroppen med ett mildt desinfektionsmedel och låt den lufttorka. Fönsterputs kan användas på spegeln. Undvik fukt omkring batteriutrymmet och LED-kontakten.



REF NC28743



Made in China • Fabricado en China • Fabriqué en Chine
Hergestellt in China • Tillverkas i Kina

28743IFU-138-V1.0 2023