


Instructions for use • Mode d'emploi • Instrucciones de uso • Gebrauchsanweisung • Istruzioni per l'uso




1. Remove plastic from included battery.
2. Twist battery cap on bottom to the left to open. **(I)**
3. Insert battery.
4. Return cap. Twist to the right to lock.
5. Insert desired massage attachment in place until secure. **(II)**
6. Pull out massage attachment to remove.

1. Retirez le plastique recouvrant la pile incluse.
2. Ouvrez le couvercle de la pile situé en bas du dispositif en le tournant vers la gauche. **(I)**
3. Insérez la pile.
4. Remettez le couvercle en place. Tournez-le vers la droite pour le verrouiller.
5. Insérez l'accessoire de massage désiré jusqu'à ce qu'il soit fermement en place. **(II)**
6. Tirez sur l'accessoire de massage pour le retirer.

1. Retire el plástico de la pila incluida.
2. Abra la tapa de la pila de la parte inferior girándola hacia la izquierda. **(I)**
3. Inserte la pila.
4. Vuelva a poner la tapa. Gírela hacia la derecha para bloquearla.
5. Inserte el accesorio de masaje deseado y sujételo en posición. **(II)**
6. Tire del accesorio de masaje para quitarlo.

1. Die im Lieferumfang enthaltene Batterie aus der Plastikverpackung nehmen.
2. Den Deckel des Batteriefachs an der Unterseite des Geräts zum Öffnen nach links drehen. **(I)**
3. Die Batterie einsetzen.
4. Den Deckel wieder in die ursprüngliche Position bringen und zum Verschließen nach rechts drehen.
5. Den gewünschten Massageaufsatz fest in das Massagegerät einstecken. **(II)**
6. Zum Entfernen den Massageaufsatz herausziehen.



1. Togliere la plastica dalla batteria inclusa.
2. Ruotare verso sinistra la protezione presente sul fondo della batteria per aprirla. **(I)**
3. Inserire la batteria.
4. Riposizionare la protezione. Ruotare verso destra per bloccare.
5. Inserire in sede l'accessorio per il massaggio desiderato fino a bloccarlo. **(II)**
6. Tirare l'accessorio per il massaggio per toglierlo.

Caution: Do not use on the throat or around the eye area. Keep away from humid areas and do not immerse in water. Remove battery when not in use.

Attention : ne pas utiliser le dispositif sur la gorge ou autour des yeux. Protéger le dispositif de l'humidité et ne pas l'immerger dans l'eau. Retirer la pile en dehors des périodes d'utilisation.

Precaución: No utilice el producto en la garganta ni en la zona alrededor de los ojos. Manténgalo alejado de las zonas húmedas y no lo sumerja en agua. Retire la pila cuando no esté usando el producto.

Achtung: Das Massagegerät nicht am Kehlkopf oder um die Augenpartie herum anwenden. Das Gerät von Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit fernhalten und nicht in Wasser eintauchen. Bei Nichtgebrauch Batterie herausnehmen.

Attenzione: non usare sulla gola o nelle aree attorno agli occhi. Tenere lontano dalle aree umide e non immergere in acqua. Togliere la batteria quando non viene utilizzato.

Specifications:

Power Source: DC 1.5 V (1 x "C" cell)
C.P.S. 92 CYCLES PER SECOND
Amplitude: .06 mm
Size: 1-5/8" x 1-1/4" x 5-3/8"
(4.1 x 3.2 x 13.7 cm)
Weight: 5.1 oz. (145 g) with battery

Caractéristiques techniques :

Source
d'alimentation : 1,5 Vcc (1 pile C)
C/S : 92 CYCLES PAR SECONDE
Amplitude : 0,06 mm
Dimensions : 4,1 x 3,2 x 13,7 cm
Poids : 145 g avec la pile

Especificaciones:

Fuente de
alimentación: 1,5 V CC (1 pila tipo C)
C.P.S. 92 CICLOS POR SEGUNDO
Amplitud: 0,06 mm
Tamaño: 4,1 x 3,2 x 13,7 cm
Peso: 145 g (con la pila)

Technische Daten:

Stromversorgung: DC 1,5 V (1 x Batterie, Typ „C“)
CPS
(Schwingungen
pro Sekunde): 92 SCHWINGUNGEN
PRO SEKUNDE
Amplitude: 0,06 mm
Abmessungen: 4,1 x 3,2 x 13,7 cm
Gewicht: 145 g, inkl. Batterie

Specifiche tecniche:

Alimentazione: 1,5 V c.c. (cella 1 x "C")
C.P.S. 92 CICLI AL SECONDO
Ampiezza: 0,06 mm
Dimensioni: 4,1 x 3,2 x 13,7 cm
Peso: 145 g batteria compresa

WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
PLASTIC BAG AND SMALL PARTS MAY POSE
A CHOKING HAZARD.

ATTENTION : TENIR HORS DE PORTÉE DES
ENFANTS. LE SAC EN PLASTIQUE ET LES
PETITES PIÈCES PEUVENT PRÉSENTER UN
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.

PRECAUCIÓN: MANTÉNGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS. LAS BOLSAS DE
PLÁSTICO Y LAS PIEZAS PEQUEÑAS PUEDEN
SUPONER UN RIESGO DE ASFIXIA.

VORSICHT: NICHT IN REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN. DER PLASTIKBEUTEL UND
DIE KLEINTEILE KÖNNEN EINE ERSTICKUNGS-
GEFAHR DARSTELLEN.

ATTENZIONE: TENERE LONTANO DALLA
PORTATA DEI BAMBINI. IL SACCHETTO DI
PLASTICA E LE PARTI PICCOLE COMPORTANO
UN RISCHIO DI SOFFOCAMENTO.


Limited Warranty: 90 days

Garantie limitée : 90 jours

Garantía limitada: 90 días

Beschränkte Garantie: 90 Tage

Garanzia limitata: 90 giorni



North Coast Medical, Inc.
135 E Main Ave, Suite 110
Morgan Hill, CA 95037—U.S.A.

ICON (LR) Limited
South County Business Park
Leopardstown, Dublin 18
D18 X5R3, Ireland

Allenspach Medical AG
Dornacherstrasse 5
4710 Balsthal, Switzerland

