

NEOLOOP™ Splinting Material

Intended Purposes

Use as a creative splinting option to provide adjustable compression, protection and support. This non-sterile plush loop pile/nylon liner is helpful for sports and job related injuries.

Indications Support or protect painful or swollen joints.

Contra Indications: Skin irritation, allergy to nylon or polyester, or fluctuating edema.

Instructions for Use / Proper Fit

Measure and cut material to the desired length/shape. Hook strap material can be used to secure the NEOLOOP™ material around the body part, device, or handle.

Avoid direct contact with open wounds.

Warning: If skin becomes irritated, seek advice from a healthcare professional.

Instructions for Care

Spot clean with a damp sponge and air dry.

Material de inmovilización NEOLOOP™

Fines previstos

Utilice el producto como opción de inmovilización creativa para proporcionar compresión ajustable, protección y apoyo. Este revestimiento de nailon/felpa rizada no estéril resulta útil para tratar lesiones deportivas y laborales.

Indicaciones Apoyo o protección de las articulaciones hinchadas o dolorosas.

Contraindicaciones: irritación de la piel, alergia al nailon o el poliéster, o edema intermitente.

Instrucciones de uso/Ajuste correcto

Mida y recorte el material a la longitud o forma deseada. El material con velcro se puede utilizar para fijar el NEOLOOP™ alrededor de la parte del cuerpo, el dispositivo o el mango.

Evite el contacto directo con heridas abiertas.

Advertencia: Si la piel se irrita, consulte a un profesional médico.

Instrucciones para el cuidado

Limpiar de forma localizada con una esponja húmeda y dejar secar al aire.

Matériau de fabrication d'attelles NEOLOOP™

Usages prévus

Option de fabrication d'attelles personnalisées permettant d'offrir une compression, une protection et un support sur mesure. Ce revêtement en tissu bouclettes/nylon non stérile est pratique pour les blessures sportives et professionnelles.

Indications Soutien ou protège les articulations douloureuses ou tuméfiées.

Contre-indications : irritation cutanée, allergie au nylon ou au polyester, ou œdème fluctuant.

Mode d'emploi / Ajustement

Mesurez et découpez le matériau à la longueur désirée. Le matériau auto-agrippant peut être utilisé pour sécuriser le matériau NEOLOOP™ autour d'une partie du corps, d'un dispositif ou d'une poignée.

Évitez tout contact direct avec les plaies ouvertes.

Avertissement : en cas d'irritation cutanée, demandez conseil à un professionnel de santé.

Instructions d'entretien

Nettoyez les taches avec une éponge humide et laissez sécher à l'air.

NEOLOOP™ Schienungsmaterial

Verwendungszwecke

Das etwas andere Schienungsmaterial, das einen einstellbaren Kompressionsdruck, Schutz und Halt bietet. Dieses unsterile Schienungsmaterial aus Plüschflor/Nylon eignet sich gut für sport- oder arbeitsbedingte Verletzungen.

Indikationen Stütze oder Schutz für schmerzende oder geschwollene Gelenke.

Kontraindikationen: Hautreizungen, Allergie gegen Nylon oder Polyester oder fluktuierendes Ödem.

Gebrauchsanweisung/Richtige Passform

Material abmessen und auf die gewünschte Länge/Form zuschneiden. NEOLOOP™ lässt sich mit Hakenstreifen um einen Körperteil, ein Gerät oder einen Griff fixieren.

Direkten Kontakt mit offenen Wunden vermeiden.

Warnhinweis: Wenn es zu Hautreizungen kommt, ärztlichen Rat einholen.

Pflegeanleitung

Mit einem feuchten Schwamm abtupfen und an der Luft trocknen lassen.

NEOLOOP™ material för skena

Avsedd användning

Avsett att användas som ett kreativt skenalternativ för att tillhandahålla justerbar kompression, skydd och stöd. Detta osterila plysch/nylonmaterial är praktiskt för sport- och arbetsskador.

Indikationer Avsett för att stödja och skydda värkande eller svullna leder.

Kontraindikationer: Hudirritation, allergi mot nylon eller polyester eller fluktuerande ödem.

Bruksanvisning/korrekt tillpassning

Mät och klipp materialet till önskad längd/form. Kardborreremmar kan användas för att sätta fast NEOLOOP™-materialet runt kroppsdelen, enhet eller handtag. Undvik direkt kontakt med öppna sår.


Varning! Rådfråga läkare/sjuksköterska om huden blir irriterad.

Skötselanvisningar

Rengör fläckar med en fuktig svamp och låt lufttorka.

Visit www.ncmedical.com for the full line
of NEOLOOP™ Material full sheets and strapping.

P



North Coast Medical, Inc.
135 E Main Ave, Suite 110
Morgan Hill, CA 95037–U.S.A.



ICON (LR) Limited
South County Business Park
Leopardstown, Dublin 18
D18 X5R3, Ireland



Allenspach Medical AG
Dornacherstrasse 5
4710 Balsthal, Switzerland